




Select language:

English

Português

Español



Crosswalk for ResMed nasal and full-face masks with magnetic clips¹



Crosswalk for ResMed nasal masks with magnetic clips¹

The following ResMed nasal masks – AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 and AirFit N10 for Her – contain magnetic clips. Following the update of the existing contraindications and warnings for these masks (please refer to the Field Safety Notice we sent you), this document lists a number of alternative products from the existing ResMed portfolio to help you advise contraindicated patients to a mask without magnetic clips.

For compatibility information, see the product user/clinical guide or the mask/device compatibility list at [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

This information serves as a guidance for you to better identify the recommended mask replacement for your patient. To ensure the best fit for your patient, please perform a fitting test and refer to the relevant user/clinical guide for more detailed instructions, as well as precautions.

	Nasal mask with magnetic clips ¹ :	Alternative nasal masks without magnetic clips:		
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Pressure range	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirFit N20 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirFit N20 MED	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirFit N20 LGE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirFit N20 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Mask systems product codes	63503 AIRFIT N20 SML 63501 AIRFIT N20 MED 63502 AIRFIT N20 LGE 63500 AIRFIT N20 For Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 - AIRFIT N30i STD 63801 - AIRFIT N30i SML

Note: Nasal pillows masks without magnetic clips include AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Full-face masks without magnetic clips include Quattro Air, Quattro FX and Mirage Quattro. Please visit [ResMed.com](https://www.ResMed.com) for more information regarding these masks.

	Nasal mask with magnetic clips ¹ :	Alternative nasal masks without magnetic clips:		
	AirTouch™ N20	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Pressure range	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirTouch N20 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 MED	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 LGE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Mask systems product codes	63903 AirTouch N20 SML 63901 AirTouch N20 MED 63902 AirTouch N20 LGE 63900 AirTouch N20 for Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 - AIRFIT N30i STD 63801 - AIRFIT N30i SML

Note: Nasal pillows masks without magnetic clips include AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Full-face masks without magnetic clips include Quattro Air, Quattro FX and Mirage Quattro. Please visit [ResMed.com](https://www.resmed.com) for more information regarding these masks.

	Nasal mask with magnetic clips ¹ : AirFit™ N10/AirFit N10 for Her**	Alternative nasal masks without magnetic clips:		
		Mirage™ FX/Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Pressure range	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirFit N10 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirFit N10 STD	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirFit N10 WIDE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirFit N10 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Mask systems product codes	63229 AirFit N10 SML 63200 AirFit N10 STD 63202 AirFit N10 WIDE 63201 AirFit for Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 - AIRFIT N30i STD 63801 - AIRFIT N30i SML

Note: Nasal pillows masks without magnetic clips include AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX. Full-face masks without magnetic clips include Quattro Air, Quattro FX and Mirage Quattro. Please visit [ResMed.com](https://www.ResMed.com) for more information regarding these masks.



Crosswalk for ResMed full-face masks with magnetic clips¹

The following ResMed full-face masks – AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20 AirFit F30 and AirFit F30i – contain magnetic clips. Following the update of the existing contraindications and warnings for these masks (please refer to the Field Safety Notice we sent you), this document lists a number of alternative products from the ResMed portfolio to help you advise contraindicated patients to a mask without magnetic clips.

For compatibility information, see the product user /clinical guide or the mask/device compatibility list at [ResMed.com/downloads/masks](https://resmed.com/downloads/masks).


This information serves as a guidance for you to better identify the recommended mask replacement for your patient. To ensure the best fit for your patient, please perform a fitting test and refer to the relevant user /clinical guide for more detailed instructions, as well as precautions.

	Full-face mask with magnetic clips ¹ :	Alternative full-face masks without magnetic clips:		
	AirFit™ F20/ AirFit F20 for Her	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™	AirFit™ F10/ AirFit F10 for Her
				
Pressure range	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirFit F20 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML	AirFit F10 SML
	AirFit F20 MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED	AirFit F10 MED
	AirFit F20 LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE	AirFit F10 LGE
	AirFit F20 for Her SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML	AirFit F10 for Her XSML/ SML
	AirFit F20 for Her MED	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED	AirFit F10 for Her MED
Mask systems product codes	63400 AirFit F20 SML 63401 AirFit F20 MED 63402 AirFit F20 LGE 63403 AirFit F20 for Her SML 63404 AirFit F20 for Her MED	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE	63101 AirFit F10 SML 63102 AirFit F10 MED 63103 AirFit F10 LGE 63139 AirFit F10 for Her XSML 63140 AirFit F10 for Her SML 63141 AirFit F10 for Her MED


Note: Other types of masks without magnetic clips include Mirage™ FX, AirFit N30i, AirFit N30 (nasal masks) and AirFit P10, AirFit P30i, Swift™ FX (nasal pillows masks). Please visit [ResMed.com](https://www.ResMed.com) for more information regarding these masks.

	Full-face mask with magnetic clips ¹ :	Alternative full-face masks without magnetic clips:		
	AirTouch™ F20	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™	AirFit™ F10/ AirFit F10 for Her
				
Pressure range	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirTouch F20 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML	AirFit F10 SML
	AirTouch F20 MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED	AirFit F10 MED
	AirTouch F20 LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE	AirFit F10 LGE
Mask systems product codes	63000 AirTouch F20 SML 63001 AirTouch F20 MED 63002 AirTouch F20 LGE	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE	63101 AirFit F10 SML 63102 AirFit F10 MED 63103 AirFit F10 LGE 63139 AirFit F10 for Her XSML 63140 AirFit F10 for Her SML 63141 AirFit F10 for Her MED

Note: Other types of masks without magnetic clips include Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (nasal masks) and AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (nasal pillows masks). Please visit [ResMed.com](https://www.resmed.com) for more information regarding these masks.

	Full-face mask with magnetic clips ¹ :	Alternative full-face masks without magnetic clips:	
	AirFit™ F30	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
			
Pressure range	3-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirFit F30 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
Mask systems product codes	64100 AirFit F30 SML 64101 AirFit F30 MED	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE

Note: Other types of masks without magnetic clips include Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (nasal masks) and AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (nasal pillows masks). Please visit [ResMed.com](https://www.ResMed.com) for more information regarding these masks.

	Full-face mask with magnetic clips ¹ :	Alternative full-face masks without magnetic clips:	
	AirFit™ F30i	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
			
Pressure range	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Sizing conversions*	AirFit F30i S/SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
Mask systems product codes	63330 AirFit F30i S/SML 63331 AirFit F30i S/STD 63332 AirFit F30i M/STD 63333 AirFit F30i W/STD 63334 AirFit F30i M/LGE	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE

Note: Other types of masks without magnetic clips include Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (nasal masks) and AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (nasal pillows masks). Please visit [ResMed.com](https://www.resmed.com) for more information regarding these masks.



This content is intended for health professionals only. Please refer to the clinical and user guides for relevant information related to any warnings and precautions to be considered before and during use of the product.


1. The mask contains magnets that may interfere with certain implants or medical devices. They are not to be used by patients where they, or anyone in close physical contact while using the mask, have active medical implants that interact with magnets and/or metallic implants/objects containing ferromagnetic material. Keep the mask magnets at a safe distance of at least 6 inches (150 mm) away from implants or medical devices that may be adversely affected by magnetic interference. Please refer to the user guide for complete information, including magnet contraindications and warning.
2. AirFit N30i are supplied with Small, Medium and Small Wide cushion sizes in each pack.

*Size availability may vary across regions.

**AirFit N10 and AirFit N10 for Her have been phased out of ResMed's portfolio. However, as they may still be present on the market they are listed in this document to assist you in transitioning contraindicated patients who are still using these masks.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift are trademarks of ResMed. Specifications may change without notice.

© 2023 ResMed. 10113747/3 2023-10



Guia de modelos de substituições de máscaras com clip magnético¹



Guia de modelos de substituições de máscaras nasais com clip magnético¹

As seguintes máscaras nasais da ResMed - AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 e AirFit N10 for Her - contêm cliques magnéticos. Na sequência da atualização das contra-indicações e avisos existentes para estas máscaras (consulte o Aviso de Segurança de Campo que lhe enviamos), este documento apresenta uma lista de produtos alternativos do atual portfólio da ResMed para o ajudar a aconselhar os pacientes com as contra-indicações a utilizarem uma máscara sem cliques magnéticos.

Para obter informações sobre compatibilidade, consulte o guia do utilizador/clínico do produto ou a lista de compatibilidade de máscaras/dispositivos em [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).

Estas informações servem de orientação para que possa identificar melhor a substituição de máscara recomendada para o seu paciente. Para garantir o melhor ajuste para o seu paciente, realize um teste de ajuste e consulte o manual do utilizador/clínico relevante para obter instruções mais detalhadas, bem como precauções.

	Máscara Nasal com clip clip magnético ¹ :	Máscara Nasal alternativa sem clip magnético:		
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Intervalo de pressão	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Conversão de tamanho*	AirFit N20 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirFit N20 MED	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirFit N20 LGE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirFit N20 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Código das máscaras	63503 AIRFIT N20 SML 63501 AIRFIT N20 MED 63502 AIRFIT N20 LGE 63500 AIRFIT N20 For Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 - AIRFIT N30i STD 63801 - AIRFIT N30i SML

Observação: As máscaras de almofadas nasais sem cliques magnéticos incluem a AirFit P10, a AirFit P30i e a Swift FX. As máscaras faciais completas sem cliques magnéticos incluem a Quattro Air e a Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](https://www.ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara Nasal com clip clip magnético ¹ :	Máscara Nasal alternativa sem clip magnético:		
	AirTouch™ N20	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Intervalo de pressão	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Conversão de tamanho*	AirTouch N20 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 MED	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 LGE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Código das máscaras	63903 AirTouch N20 SML 63901 AirTouch N20 MED 63902 AirTouch N20 LGE 63900 AirTouch N20 for Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 - AIRFIT N30i STD 63801 - AIRFIT N30i SML

Observação: As máscaras de almofadas nasais sem cliques magnéticos incluem a AirFit P10, a AirFit P30i e a Swift FX. As máscaras faciais completas sem cliques magnéticos incluem a Quattro Air e a Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](https://www.ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara Nasal com clip clip magnético ¹ :	Mascaras nasais sem clip magnético:		
	AirFit™ N10/AirFit N10 for Her**	Mirage™ FX/Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Intervalo de pressão	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Conversão de tamanho*	AirFit N10 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirFit N10 STD	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirFit N10 WIDE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirFit N10 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Código das mascaras	63229 AirFit N10 SML 63200 AirFit N10 STD 63202 AirFit N10 WIDE 63201 AirFit for Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 - AIRFIT N30i STD STPK 63801 - AIRFIT N30i SML STPK

Observação: As máscaras de almofadas nasais sem cliques magnéticos incluem a AirFit P10, a AirFit P30i e a Swift FX. As máscaras faciais completas sem cliques magnéticos incluem a Quattro Air e a Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](https://www.ResMed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.




Guia de modelos de substituições de máscaras Oronasai com clip magnético¹


As seguintes máscaras faciais da ResMed - AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20, AirFit F30 e AirFit F30i - contêm cliques magnéticos. Na sequência da atualização das contra-indicações e avisos existentes para estas máscaras (consulte o Aviso de Segurança de Campo que lhe enviámos), este documento enumera uma série de produtos alternativos do portfólio da ResMed para o ajudar a aconselhar os pacientes com contra-indicações a utilizarem uma máscara sem cliques magnéticos.

Para obter informações sobre compatibilidade, consulte o guia do utilizador/clínico do produto ou a lista de compatibilidade de máscaras/dispositivos em [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).


Estas informações servem de orientação para que possa identificar melhor a substituição de máscara recomendada para o seu paciente. Para garantir o melhor ajuste para o seu paciente, realize um teste de ajuste e consulte o manual do utilizador/clínico relevante para obter instruções mais detalhadas, bem como precauções.

	Máscara Oronasal com clip magnético ¹ :	Máscaras Oronasais alternativas sem clip magnético		
	AirFit™ F20/ AirFit F20 for Her	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™	AirFit™ F10/ AirFit F10 for Her
				
Intervalo de pressão	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O
Conversão de tamanho*	AirFit F20 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML	AirFit F10 SML
	AirFit F20 MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED	AirFit F10 MED
	AirFit F20 LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE	AirFit F10 LGE
	AirFit F20 for Her SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML	AirFit F10 for Her XSML/ SML
	AirFit F20 for Her MED	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED	AirFit F10 for Her MED
Códigos das máscaras:	63400 AirFit F20 SML 63401 AirFit F20 MED 63402 AirFit F20 LGE 63403 AirFit F20 for Her SML 63404 AirFit F20 for Her MED	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE	63101 AirFit F10 SML 63102 AirFit F10 MED 63103 AirFit F10 LGE 63139 AirFit F10 for Her XSML 63140 AirFit F10 for Her SML 63141 AirFit F10 for Her MED


Observação: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (máscaras de almofadas nasais). Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara Oronasal com clip magnético ¹ :	Máscaras Oronasais alternativas sem clip magnético		
	AirTouch™ F20	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™	AirFit™ F10/ AirFit F10 for Her
				
Intervalo de pressão	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O
Conversão de tamanho*	AirTouch F20 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML	AirFit F10 SML
	AirTouch F20 MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED	AirFit F10 MED
	AirTouch F20 LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE	AirFit F10 LGE
Códigos das máscaras:	63000 AirTouch F20 SML 63001 AirTouch F20 MED 63002 AirTouch F20 LGE	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE	63101 AirFit F10 SML 63102 AirFit F10 MED 63103 AirFit F10 LGE 63139 AirFit F10 for Her XSML 63140 AirFit F10 for Her SML 63141 AirFit F10 for Her MED

Observação: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (máscaras de almofadas nasais). Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara Oronasal com clip magnético ¹ :	Máscaras Oronasais alternativas sem clip magnético	
	AirFit™ F30	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
			
Intervalo de pressão	3-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Conversão de tamanho*	AirFit F30 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
Códigos das máscaras:	64100 AirFit F30 SML 64101 AirFit F30 MED	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE

Observação: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (máscaras de almofadas nasais). Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.

	Máscara Oronasal com clip magnético ¹ :	Máscaras Oronasais alternativas sem clip magnético	
	AirFit™ F30i	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
			
Intervalo de pressão	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Conversão de tamanho*	AirFit F30i S/SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
Códigos das máscaras:	63330 AirFit F30i S/SML 63331 AirFit F30i S/STD 63332 AirFit F30i M/STD 63333 AirFit F30i W/STD 63334 AirFit F30i M/LGE	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE

Observação: Outros tipos de máscaras sem cliques magnéticos incluem Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (máscaras nasais) e AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (máscaras de almofadas nasais). Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obter mais informações sobre estas máscaras.



Este conteúdo destina-se apenas a profissionais de saúde. Consulte os guias clínicos e manual do usuário para obter informações relevantes relacionadas com quaisquer avisos e precauções relevantes antes e durante a utilização do produto.


1. A máscara contém clips magnéticos que podem interferir com determinados implantes ou dispositivos médicos. A máscara não deve ser utilizada por doentes com implantes médicos ativos que interajam com ímãs e/ou implantes metálicos/objetos que contenham material ferromagnético, nem por qualquer pessoa em contacto físico próximo durante a utilização da máscara. Mantenha os ímãs da máscara a uma distância segura de, pelo menos, 150 mm (15 cm) de implantes ou dispositivos médicos que possam ser afetados negativamente por interferências magnéticas. Consulte o manual do usuário para obter informações completas, incluindo contra-indicações e advertências relativas aos ímãs.
2. O AirFit N30i é fornecido com almofadas de três tamanhos Pequena (S), Média (M) e Pequena Larga (SW).

*A disponibilidade do tamanho pode variar de acordo com a região.

**O AirFit N10 e o AirFit N10 for Her foram retirados gradualmente do portfólio da ResMed. No entanto, como elas ainda podem estar presentes no mercado, são listadas neste documento para ajudá-lo na transição de pacientes com contra-indicações que ainda estejam usando essas máscaras.

AirFit, AirTouch, Mirage, Swift são marcas comerciais da ResMed. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

© 2023 ResMed. 10113747/3 2023-10



G Guía de modelos de mascarillas con imanes para o¹



Guía de modelos de mascarillas nasales con imanes para reemplazo¹

Las siguientes mascarillas nasales de ResMed -AirFit™ N20, AirFit N20 for Her, AirTouch™ N20, AirFit N10 y AirFit N10 for Her- contienen clips con imanes. Tras la actualización de las contraindicaciones y advertencias existentes para estas mascarillas (consulte el Aviso de seguridad en el campo que le enviamos), este documento enumera una lista de productos alternativos de la cartera actual de ResMed para ayudarle a aconsejar a los pacientes contraindicados sobre mascarillas sin clips magnéticos.

Para obtener información sobre compatibilidad, consulte la guía del usuario/clínico del producto o la lista de compatibilidad de mascarillas/dispositivos en [ResMed.com/downloads/masks](https://resmed.com/downloads/masks).

Esta información sirve de guía para que usted pueda identificar mejor el remplazo de mascarilla recomendado para su paciente. Para garantizar el mejor ajuste para su paciente, realice una prueba de ajuste y consulte el manual del usuario/clínico correspondiente para obtener instrucciones y precauciones más detalladas.

	Mascarilla nasal con imanes ¹ :	Mascarilla nasal alternativa sin clip magnético:		
	AirFit™ N20/ AirFit N20 for Her	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Intervalo de presión:	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Conversión de tamaños*:	AirFit N20 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirFit N20 MED	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirFit N20 LGE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirFit N20 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Código de las mascarillas:	63503 AIRFIT N20 SML 63501 AIRFIT N20 MED 63502 AIRFIT N20 LGE 63500 AIRFIT N20 For Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 AIRFIT N30i STD 63801 AIRFIT N30i SML

Nota: Las mascarillas de almohadilla nasal sin clips magnéticos incluyen AirFit P10, AirFit P30i y Swift FX. Las mascarillas faciales completas sin clips magnéticos incluyen Quattro Air y Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.

	Mascarilla nasal con imanes ¹ :	Mascarilla nasal alternativa sin clip magnético:		
	AirTouch™ N20	Mirage™ FX/ Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Intervalo de presión:	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Conversión de tamaños*:	AirTouch N20 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 MED	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirTouch N20 LGE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
Código de las mascarillas:	63903 AirTouch N20 SML 63901 AirTouch N20 MED 63902 AirTouch N20 LGE 63900 AirTouch N20 for Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 AIRFIT N30i STD 63801 AIRFIT N30i SML

Nota: Las mascarillas de almohadilla nasal sin clips magnéticos incluyen AirFit P10, AirFit P30i y Swift FX. Las mascarillas faciales completas sin clips magnéticos incluyen Quattro Air y Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.

	Mascarilla nasal con imanes ¹ :	Mascarilla nasal alternativa sin clip magnético:		
	AirFit™ N10/AirFit N10 for Her**	Mirage™ FX/Mirage FX for Her	AirFit N30	AirFit N30i ²
				
Intervalo de presión:	4-30 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-20 cmH ₂ O	4-25 cmH ₂ O
Conversión de tamaños*:	AirFit N10 SML	Mirage FX STD/ Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i STD
	AirFit N10 STD	Mirage FX STD	AirFit N30 MED	AirFit N30i STD
	AirFit N10 WIDE	Mirage FX WIDE	AirFit N30 SMALL WIDE	AirFit N30i STD
	AirFit N10 for Her SML	Mirage FX for Her SML	AirFit N30 SML	AirFit N30i SML
Código de las mascarillas:	63229 AirFit N10 SML 63200 AirFit N10 STD 63202 AirFit N10 WIDE 63201 AirFit for Her SML	62103 Mirage FX STD 62118 Mirage FX WIDE 62109 Mirage FX for Her SML 62128 Mirage FX for Her STD	64222 AIRFIT N30 SML 64223 AIRFIT N30 MED 64224 AIRFIT N30 SMALL WIDE	63800 AIRFIT N30i STD 63801 AIRFIT N30i SML

Nota: Las mascarillas de almohadilla nasal sin clips magnéticos incluyen AirFit P10, AirFit P30i y Swift FX. Las mascarillas faciales completas sin clips magnéticos incluyen Quattro Air y Mirage Quattro.

Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.




Guía de modelos de mascarillas faciales con imanes para reemplazo¹

Las siguientes mascarillas de ResMed -AirFit™ F20, AirFit F20 for Her, AirTouch™ F20, AirFit F30 y AirFit F30i- contienen clips magnéticos. Tras la actualización de las contraindicaciones y advertencias existentes para estas mascarillas (consulte el Aviso de seguridad en el campo que le enviamos), este documento enumera una lista de productos alternativos de la cartera de ResMed para ayudarle a aconsejar a los pacientes contraindicados sobre mascarillas sin clips magnéticos.

Para obtener información sobre compatibilidad, consulte la guía del usuario/clínico del producto o la lista de compatibilidad entre mascarillas y dispositivos en [ResMed.com/downloads/masks](https://www.resmed.com/downloads/masks).


Esta información sirve de guía para que usted pueda identificar mejor el reemplazo de mascarilla recomendado para su paciente. Para garantizar el mejor ajuste para su paciente, realice una prueba de ajuste y consulte el manual del usuario/clínico correspondiente para obtener instrucciones y precauciones más detalladas.

	Mascarilla facial con imanes ¹ :	Mascarilla facial alternativa sin clip magnético:		
	AirFit™ F20/ AirFit F20 for Her	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™	AirFit™ F10/ AirFit F10 for Her
				
Intervalo de presión:	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O
Conversión de tamaños*:	AirFit F20 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML	AirFit F10 SML
	AirFit F20 MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED	AirFit F10 MED
	AirFit F20 LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE	AirFit F10 LGE
	AirFit F20 for Her SML	Quattro Air XSML/Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML / Mirage Quattro SML	AirFit F10 for Her XSML/ SML
	AirFit F20 for Her MED	Quattro Air MED for Her	Mirage Quattro MED	AirFit F10 for Her MED
Código de las mascarillas:	63400 AirFit F20 SML 63401 AirFit F20 MED 63402 AirFit F20 LGE 63403 AirFit F20 for Her SML 63404 AirFit F20 for Her MED	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE	63101 AirFit F10 SML 63102 AirFit F10 MED 63103 AirFit F10 LGE 63139 AirFit F10 for Her XSML 63140 AirFit F10 for Her SML 63141 AirFit F10 for Her MED

Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos son Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (mascarillas nasales de almohadilla). Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.

	Mascarilla facial con imanes1:	Mascarilla facial alternativa sin clip magnético:		
	AirTouch™ F20	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™	AirFit™ F10/ AirFit F10 for Her
				
Intervalo de presión	3-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O
Conversión de tamaños*:	AirTouch F20 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML	AirFit F10 SML
	AirTouch F20 MED	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED	AirFit F10 MED
	AirTouch F20 LGE	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE	AirFit F10 LGE
Código de las mascarillas:	63000 AirTouch F20 SML 63001 AirTouch F20 MED 63002 AirTouch F20 LGE	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE	63101 AirFit F10 SML 63102 AirFit F10 MED 63103 AirFit F10 LGE 63139 AirFit F10 for Her XSML 63140 AirFit F10 for Her SML 63141 AirFit F10 for Her MED

Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos son Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (mascarillas nasales de almohadilla). Visite [ResMed.com](https://www.ResMed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.

	Mascarilla facial con imanes ¹ :	Mascarilla facial alternativa sin clip magnético:	
	AirFit™ F30	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
			
Intervalo de presión:	3-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Conversión de tamaños*:	AirFit F30 SML	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30 MED	Quattro Air MED/ Quattro Air LGE	Mirage Quattro MED/ Mirage Quattro LGE
Código de las mascarillas:	64100 AirFit F30 SML 64101 AirFit F30 MED	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE

Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos son Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (mascarillas nasales de almohadilla). Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.

	Mascarilla facial con imanes ¹ :	Mascarilla facial alternativa sin clip magnético:	
	AirFit™ F30i	Quattro™ Air/ Quattro Air for Her	Mirage Quattro™
			
Intervalo de presión:	4-30 cmH ₂ O	3-40 cmH ₂ O	4-40 cmH ₂ O
Conversión de tamaños*:	AirFit F30i S/SML	Quattro Air XSML/ Quattro Air SML for Her	Mirage Quattro XSML/ Mirage Quattro SML
	AirFit F30i S/STD	Quattro Air SML	Mirage Quattro SML
	AirFit F30i M/STD	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i M/LGE	Quattro Air MED	Mirage Quattro MED
	AirFit F30i W/STD	Quattro Air LGE	Mirage Quattro LGE
Código de las mascarillas:	63330 AirFit F30i S/SML 63331 AirFit F30i S/STD 63332 AirFit F30i M/STD 63333 AirFit F30i W/STD 63334 AirFit F30i M/LGE	62701 Quattro Air SML 62702 Quattro Air MED 62703 Quattro Air LGE 62740 Quattro Air for Her XSML 62741 Quattro Air for Her SML 62742 Quattro Air for Her MED	61200 Mirage Quattro XSML 61201 Mirage Quattro SML 61202 Mirage Quattro MED 61203 Mirage Quattro LGE

Nota: Otros tipos de mascarillas sin clips magnéticos son Mirage FX, AirFit N30i, AirFit N30 (mascarillas nasales) y AirFit P10, AirFit P30i, Swift FX (mascarillas nasales de almohadilla). Visite [ResMed.com](https://www.resmed.com) para obtener más información sobre estas mascarillas.



Este contenido está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Por favor, consulte las guías clínicas y los manuales de usuario para obtener información relevante relativa a cualquier advertencia y precaución pertinente antes y durante el uso del producto.

1. La mascarilla contiene clips magnéticos que pueden interferir con determinados implantes o dispositivos médicos. La mascarilla no debe ser utilizada por pacientes con implantes médicos activos que interactúen con imanes y/o implantes/objetos metálicos que contengan material ferromagnético, ni por ninguna persona que esté en estrecho contacto físico mientras lleve puesta la mascarilla. Mantenga los imanes de la mascarilla a una distancia de seguridad de al menos 150 mm (15 cm) de implantes o dispositivos médicos que pudieran verse afectados negativamente por interferencias magnéticas. Consulte el manual del usuario para obtener información completa, incluidas las contraindicaciones y advertencias relativas a los imanes.
2. AirFit N30i se suministra con almohadillas de tres tamaños Pequeño (S), Mediano (M) y Ancho Pequeño (SW).

*La disponibilidad de tallas puede variar según la región.

**AirFit N10 y AirFit N10 para Ella han sido retirados de la cartera de productos de ResMed. Sin embargo, como todavía pueden estar en el mercado, se enumeran en este documento para ayudarle en la transición de los pacientes con contraindicaciones que todavía utilizan estas mascarillas.

AirFit, AirTouch, Mirage y Swift son marcas comerciales de ResMed. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2023 ResMed. 10113747/3 2023-10